

איך עוטים כהלכה את מסיכת המגן החד-פעמית



שלב 1


שטפו את הידיים ביסודיות במים וסבון או השתמשו במחטא ידיים מבוסס-אלכוהול.

שלב 3

זהו את החלק העליון והחזית של המסיכה. הקצה הקשיח או רצועת המתכת הניתנים לכיפוף הם החלק העליון. הצד הצבעוני של המסיכה הוא בדרך כלל החזית, וצריך לפנות כלפי חוץ.

שלב 2

ודאו שאין מסיכה קרעים או נזקים אחרים.



שלב 5

צבטו את רצועת המתכת (או הקצה הקשיח) של המסיכה כדי להצמיד את החלק העליון לאפכם.



שלב 4

העבירו את הלולאות מעל לאוזניים.



שלב 7

החליפו את המסיכה מדי יום, או אם היא מלוכלכת, פגומה או רטובה. להסרת המסיכה והשלכתה לאשפה, געו אך ורק ברצועות. שטפו את הידיים במים וסבון או השתמשו במחטא ידיים מבוסס-אלכוהול.



שלב 6

משכו כלפי מטה את החלק התחתון של המסיכה לכיסוי הפה והסנטר. בצעו את ההתאמות הנדרשות כדי לוודא שהמסיכה צמודה לפניכם ומכסה היטב את האף והפה.

