

# 얼굴 커버

## 착용 방법


### 1 단계

비누와 물을 사용하여 손을 꼼꼼히 씻거나 알코올 기반의 손 세정제를 사용합니다.



### 2 단계

찢어진 부위나 기타 손상이 있는지 커버를 살핍니다.



### 3 단계

커버의 위와 앞면을 확인합니다.

단단하고 구부러지는 모서리 또는 금속 스트립이 있는 쪽이 위입니다. 커버에서 색상이 있는 면이 보통 앞면이고 자신의 얼굴과 닿지 않아야 합니다.

### 4 단계

고리를 귀에 겁니다.



### 5 단계

커버의 금속 스트립(또는 단단한 모서리)을 구부려 자신의 코 형태에 딱 맞게 만듭니다.



### 6 단계

커버의 하단을 당겨 커버가 입과 턱을 덮도록 합니다. 필요에 따라 커버를 조절하여 자신의 코와 입을 제대로 덮는지 확인합니다.



### 7 단계

오염되거나 손상, 젖는 경우 매일 커버를 교체합니다. 교체 시 끈만 잡아 버긴 뒤 쓰레기통에 버립니다. 비누와 물을 사용하여 손을 씻거나 알코올 기반의 손 세정제를 사용합니다.

