

КАК НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ


ШАГ 1

Тщательно вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе.



ШАГ 2

Проверьте маску на отсутствие разрывов или других повреждений.




ШАГ 3

Найдите верх и переднюю сторону маски. Жесткий гнущийся край или металлическая полоска находятся сверху. Цветная сторона маски обычно должна быть передней и находиться снаружи, а не прилегать к лицу.

ШАГ 4

Наденьте петли на уши.



ШАГ 5

Обожмите металлическую полоску (или жесткий край) маски по форме носа.



ШАГ 6

Растяните нижний край маски так, чтобы она закрывала рот и подбородок. Если нужно, поправьте маску, чтобы она надежно закрывала нос и рот.



ШАГ 7

Меняйте маску ежедневно или при ее загрязнении, повреждении или намокании. Снимите маску, прикасаясь только к завязкам, и выбросьте ее в мусорный контейнер. Вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе.

