

CÁCH ĐEO KHĂN CHE MẶT


BƯỚC 1

Rửa tay thật sạch bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay sát khuẩn có cồn.



BƯỚC 2

Kiểm tra khăn che mặt xem có bị rách hay hư hỏng nào không.



BƯỚC 3

Xác định phần trên cùng và mặt trước của khăn che mặt.

Mép cứng có thể uốn cong hay có mảnh kim loại là phần trên cùng. Bề mặt có màu thường là mặt trước của khăn che mặt và nên xoay khỏi mặt của bạn.

BƯỚC 4

Cho dây đeo qua lỗ tai của bạn.



BƯỚC 5

Miết mảnh kim loại (hoặc mép cứng) trên khăn che mặt xuống theo hình dạng mũi của bạn.



BƯỚC 6

Kéo phần bên dưới của khăn che mặt xuống để che miệng và cằm của bạn. Điều chỉnh khăn che mặt nếu cần để đảm bảo mũi và miệng của bạn được che một cách an toàn.



BƯỚC 7

Thay khăn che mặt mỗi ngày hoặc nếu bị bẩn, hư hỏng hoặc ẩm ướt. Chỉ nên chạm vào dây đeo để tháo ra và vứt vào thùng rác. Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay sát khuẩn có cồn.

